

レジン系仮封材

## PRGプロテクトシール <松風>



### 特徴

- ・適度なゴム弾性を有し、過度な力をかけずに除去できる。
- ・優れた筆積み操作性。
- ・歯質に対する密着性があり、辺縁封鎖性が高い。
- ・スポイト不要の新規ノズル。
- ・取り残しがわかりやすいピンク色もラインアップ。

### 使用感

- ①・2級インレーの側壁部など、垂れにくく形態の付与がともしやすい。  
形成後のHvs症状、咬合痛、舌感の不良など患者さんからの訴えが少ない。
  - ・とれづらく撤去がしやすい。
  - ・被覆した内部の汚染も少なく感じる。
  - ・裏装セメントも使用した範囲ではとれることがなかった。
  - ・他の仮封材より歯肉炎が起きづらい。
  - ・硬化がやや遅めに感じた。
  - ・ある程度付形したあと液をつけて形態修正するとベトベト感が結構のこる。
- ②・除去のしやすさは、宣伝ほどではないが、ガチガチではないので除去しやすい。
  - ・TEKをいれない臼歯部でも、咬合力には耐えることができ、疼痛もでないようです。
  - ・スポイトなしの新規ノズルは、べたべた周囲が汚れずきれいに使用できます。
  - ・操作性はフィットシールよりも、デュラシールに近い。垂れる感は少なく、筆積みだと適度にかたまり弾力があるので、慣れると、余計なところにながれず、操作時間は長いので付形しやすい。
- ③・除去のしやすさは、宣伝してあるほど、柔らかさを有していない感じ(特に時間がたった場合)だが、今まで当院で使用していたデュラシールより除去しやすい。
  - ・操作性は良く、たれる感じはないので、思ったところに筆積みできる。
  - ・粉を出す容器、スポイトいらすのノズルも使いやすかった。欲をいうと粉の容器みたいに片手で出せるようになればより理想的。

- ・付属の筆は私には大きすぎて、使いづらかった。もう少し小さいほうが、インレー窩洞の封鎖等、ねらったところに置きやすいと思う。
- ・数回はずれることがあったが、裏装にレジンを使用して、当日印象、仮封までしているので、くっつかないようスタッフが多めに分離剤を塗ったためと考えられる。

### 使用法

インレー、クラウン、コア形成後の仮封

### 価格

(松風)プロテクトシール:粉 250g ¥11,500/液 250ml ¥8,300

(ジーシー)フィットシール:粉 250g ¥6,600/液 250ml ¥9,800

(茂久田商会)デュラシール:粉 8 オンス ¥11,660/液 8 オンス ¥7,980 (1 オンスは約 28g です)

### 総合評価

5・・・1人

4・・・2人

- ・コストパフォーマンスで考えるとジーシー。  
デュラシールを使用している医院だと、変更する価値ありと思います。当院では、採用しようと思っているので評価4。
- ・今まで使用していたデュラシールから変更する予定。デュラシール、フィットシールより使いやすい。